

Кроличья Поликлональная Антитела Против Zcshc7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N3Z6

Артикул: CM0024067

введение

Кроличьи поликлональные антитела против ZCCHC7, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Обнаруживают белок с цинковыми пальцами массой 63 кДа, локализованный в ядрышке; рекомбинантный иммуноген для специфичного детектирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZCCHC7 Кроличьи rAb
Примечания/Алиасы	AIR1; HSPC086; ZCCHC7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84186
GeneID	84186
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-231 белка ZCCHC7 человека (NP_115602.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8N3Z6
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Сумка-холодильник