


Поликлональные Антитела Против Zcwrw1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9H0M4

Артикул: CM0024849



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ZCWPW1, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь. Подходят для изучения опосредованного PRDM9 метилирования гистонов, репарации мейотических двухцепочечных разрывов и мужской фертильности. Предполагаемая молекулярная масса 72 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZCWPW1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZCW1; ZCWPW1
Вид	Человек
ID гена	55063
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 389-648 человеческого ZCWPW1 (NP_060454.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H0M4
Молекулярный вес белка	72 кДа
Доставка	Сумка со льдом