

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Zdhhc15 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Mv8

Артикул: CM0019924

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческую пальмитоилтрансферазу ZDHHC15, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Полезно для изучения пальмитилирования белков, эндосомального транспорта и синаптической функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZDHHC15 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ZDHHC15; DHHC15; MRX91; пальмитоилтрансфераза ZDHHC15
Вид	Человек
Идентификатор гена	158866
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 231–331 человеческого ZDHHC15 (NP_659406.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96MV8
Молекулярная масса белка	17 кДа/38 кДа/39 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет