

Анти-Zdhhc18 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9Nue0

Артикул: CM0017745

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против ZDHHC18 (DHHC18), подходящие для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Обнаруживают человеческие, мышинные и крысиные образцы; идеально подходят для изучения пальмитоилирования и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ZDHHC18 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	DHHC18; DHHC-18; ZDHHC18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84243
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 301-388 человеческого ZDHHC18 (NP_115659.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NUE0
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом