

Кроличыи Поликлональные Антитела К Zdhhc20 Для Wb И Elisa - Q5W0Z9

Артикул: CM0024046



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому ZDHHC20, валидированные для методов WB и ELISA. Эти антитела к пальмитоилтрансферазе реагируют с образцами человека, мыши и крысы и подходят для изучения передачи сигналов EGFR, липидирования спайкового белка SARS-CoV-2 и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ZDHHC20
Примечания/Синонимы	DHHC20; DHHC-20; 4933421L13Rik; ZDHHC20
Вид	Человек
GeneID (человек)	253832
GeneID	253832
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 270-365 человеческого ZDHHC20 (NP_001316988.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5W0Z9
Молекулярная масса белка	42 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом