

## Кроличыи Поликлональные Антитела Против Zdhhc5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9C0B5

Артикул: CM0019477

### введение

Кроличыи поликлональные антитела против ZDHHC5, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектируют ZDHHC5 человека и мыши (78 кДа) — пальмитоилтрансферазу, регулирующую клеточную адгезию, иммунитет и захват жирных кислот. Идеальны для исследований IVD и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | ZDHHC5 Кроличыи pAb                                                                                                        |
| Примечания/Альтернативные названия | DHHC5, ZNF375                                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                    |
| GeneID                             | 25921                                                                                                                      |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 130-230 белка ZDHHC5 человека (NP_056272.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                     |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                              |
| SWISS                              | Q9C0B5                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 78 кДа                                                                                                                     |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                          |