

Поликлональное Антитело Кролика Против Zdhnc8 Для Вб, Ифа — Q9ULC8

Артикул: CM0023043

введение

Поликлональное антитело кролика к ZDHNC8 — пальмитоилтрансферазе. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с белком человека и мыши. Идеально подходит для исследований по пальмитоилированию белков и выходу холестерина из клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZDHNC8 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	DHNC8; ZNF378; ZDHNC11; ZDHNC8
Вид	Человек
ID гена (человек)	29801
ID гена	29801
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 240–380 белка ZDHNC8 человека (NP_037505.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9ULC8
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом