


Моноклональное Антитело Против Zeb1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P37275

Артикул: CM0011588



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ZEB1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований EMT и регуляции транскрипции, нацелено на репрессор ZEB1 (цинковый палец E-box-связывающий гомеобокс 1).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZEB1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6935
ID гена	6935
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок человеческого ZEB1.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P37275
Молекулярная масса белка	116 кДа/122 кДа/124 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом