


## Моноклональное Антитело Anti-Zeb1 Для Wb, Elisa — P37275

Артикул: CM0008574



### введение

Кроличье моноклональное антитело к ZEB1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Нацелено на фактор транскрипции 8, репрессор E-кадгерина, участвующий в эпителиально-мезенхимальном переходе. Перекрёстно реагирует с ZEB1 человека и крысы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к ZEB1                                                                                                        |
| Примечания/алиасы         | BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                        |
| GeneID                    | 6935                                                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 800-900 человеческого ZEB1 (NP_110378.3). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                         |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                        |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                      |
| Перекрёстная реактивность | Человек, крыса                                                                                                                                 |
| SWISS                     | P37275                                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка  | 124 кДа                                                                                                                                        |
| Условия доставки          | Пакет со льдом                                                                                                                                 |