


Поликлональные Антитела Против Zeb1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P37275

Артикул: CM0014416



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ZEB1, фактору транскрипции с цинковыми пальцами, участвующему в эпителиально-мезенхимальном переходе. Валидированы для WB, IHC-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Молекулярная масса: 124 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ZEB1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6935
ID гена	6935
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 490-710 человеческого ZEB1 (NP_110378.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37275
Молекулярная масса белка	124kDa
Доставка	Сумка со льдом