


Кроличья Поликлональная Антитела Против Zeb1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P37275

Артикул: CM0024928



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок ZEB1 (Zinc finger E-box-binding homeobox 1), валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA. Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Подходят для изучения эпителиально-мезенхимального перехода, прогрессии рака и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZEB1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFH1A; DELTAEF1; ZEB1
Вид	Человек
GenelD (человек)	6935
GenelD	6935
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37275
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом