

Анти-Zeb2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ифа - O60315

Артикул: CM0029518



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против ZEB2 (SIP1/ZFH1B), транскрипционного репрессора E-кадгерина. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ (Парафин), ИФА; реагирует с человеческими, мышиными, крысиными образцами. Идеально подходит для исследований МПТ и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZEB2 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	SIP1; SIP-1; ZFH1B; HSPC082; SMADIP1; ZEB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9839
GeneID	9839
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1050-1214 человеческого ZEB2 (NP_055610.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60315
Молекулярный вес белка	136кДа
Доставка	Сумка со льдом