

Поликлональные Антитела Против Zfand3 Для Ihc-P И Ифа - Q9H8U3

Артикул: CM0028052



введение

Поликлональные антитела против ZFAND3 (кроличьего происхождения) к рекомбинантному человеческому ZFAND3 (а.к. 1-227). Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для IHC-P и ИФА. UniProt Q9H8U3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZFAND3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TEX27; ZFAND3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	60685
GeneID	60685
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-227 человеческого ZFAND3 (NP_068762.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H8U3
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	С ледяным пакетом