


Кроличья Поликлональная Антитела Против Zfp36 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P26651

Артикул: CM0018967



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок ZFP36 (тристетрапролин), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для изучения путей распада мРНК, воспаления и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZFP36 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TTP; G0S24; GOS24; TIS11; NUP475; zfp-36; RNF162A; ZFP36
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7538
ID гена	7538
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-326 человеческого белка ZFP36 (NP_003398.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P26651
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом