

Кроличье Поликлональное Антитело Против Zfpm1 Для Вестерн1 Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q8Ix07

Артикул: CM0019158



введение

Кроличье поликлональное антитело против ZFPM1 (FOG1), валидированное для Вестерн блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белком. Критически важно для эритроидной и мегакариоцитарной дифференцировки посредством взаимодействия с факторами GATA. Идеально для исследований гематопоеза и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZFPM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FOG; FOG1; ZNF408; ZNF89A; ZC2HC11A; ZFPM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	161882
ID гена	161882
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого ZFPM1 (NP_722520.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IX07
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом