

Поликлональное Кроличье Антитело Против Zfrm2 Для Вб, Ифа - Q8Ww38

Артикул: CM0027250

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого ZFPM2 (FOG2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции, морфогенеза сердца и дифференцировки гонад.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZFPM2 кроличье пАб
Примечания/Алиасы	DIN3, FOG2, SRXY9, ZNF89B, hFOG-2, ZC2HC11B, ZFPM2
Вид	Человек
ID гена (человек)	23414
ID гена	23414
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 982-1151 человеческого ZFPM2 (NP_036214.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8WW38
Молекулярная масса белка	128 кДа
Доставка	Холодовой пакет