

Поликлональное Антитело Anti-Zfx Для Wb — P17010

Артикул: CM0020792

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ZFX, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Цинксодержащий белок X-хромосомы, вероятный активатор транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZFX Rabbit pAb
Примечания/синоним	ZNF926; ZFX
Вид	Человек
GeneID (человек)	7543
GeneID	7543
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-380 человеческого ZFX (NP_003401.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17010
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия доставки	Хладагентный пакет