

Поликлональное Антитело К Zgpат Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N5A5

Артикул: CM0024457



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ZGPAT, для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. ZGPAT является транскрипционным репрессором с потенциальной опухолесупрессорной функцией.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZGPAT Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZIP; ZC3H9; GPATC6; GPATCH6; ZC3HDC9; KIAA1847; ZGPAT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84619
GeneID	84619
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 213-272 человеческого ZGPAT (NP_115916.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8N5A5
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом