

Кроличья Поликлональная Антитела Против Zhx2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Y6X8

Артикул: CM0023674



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок ZHX2, транскрипционный репрессор, участвующий в развитии сетчатки и поддержании нейральных предшественников. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи pAb против ZHX2
Примечания/Альтернативные названия	RAF; AFR1; ZHX2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22882
GeneID	22882
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 488-837 человеческого ZHX2 (NP_055758.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6X8
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом