


Поликлональное Антитело Anti-Zic3 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O60481

Артикул: CM0027689



введение

CamelBio предлагает кроличье поликлональное антитело к ZIC3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрестной реактивностью к образцам человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения процессов развития и лево-правой асимметрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZIC3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HTX; HTX1; ZNF203; VACTERLX; ZIC3
Вид	Человек
GeneID	7547
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 белка ZIC3 человека (NP_003404.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60481
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом