


Кроличья Моноклональная Антитело Против Цинк-А2-Гликопротеина (Zag/Azgp1) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P25311

Артикул: CM0002854



введение

Кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий цинк-α2-гликопротеин (ZAG/AZGP1), валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Идеально подходит для изучения деградации липидов и потери жировой ткани, ассоциированной с раком. UniProt: P25311.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цинк-α2-гликопротеин (ZAG/AZGP1) кроличья мкАнт
Примечания/Алиасы	ZAG; ZA2G; Цинк-α2-гликопротеин (ZAG/AZGP1)
Вид	Человек
ID гена (человек)	563
ID гена	563
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого цинк-α2-гликопротеина (ZAG/AZGP1) (P25311).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25311
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет