


Антитело К Цинк-А2-Гликопротеину (Zag/Azgp1) Кроличье Поликлональное Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P25311

Артикул: CM0028633



введение

Кроличье поликлональное антитело к цинк- α 2-гликопротеину (ZAG/AZGP1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует ZAG человека и мыши, секретируемый фактор, мобилизующий липиды, участвующий в развитии кахексии при раке. Идеально для исследований метаболизма и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к цинк- α 2-гликопротеину (ZAG/AZGP1)
Примечания/Альтернативные названия	ZAG; ZA2G; Цинк- α 2-гликопротеин (ZAG/AZGP1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	563
ID гена	563
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P25311
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом