

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Zip12 Для Wb, Elisa — Q504Y0

Артикул: CM0021817

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против цинкового транспортера ZIP12 человека. Валидировано для WB и ELISA с перекрёстной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта цинка, нейруляции и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Zip12 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ZIP12; ZIP-12; LZT-Hs8; bA570F3.1; Zip12
Вид	Человек
ID гена	221074
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SLC39A12 (NP_001138667.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q504Y0
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом