

Поликлональное Антитело Anti-Zip14 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15043

Артикул: CM0015545

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ZIP14, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований транспорта ионов металлов и гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZIP14 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HCIN; NET34; ZIP14; cig19; HMNDYT2; LZT-Hs4
Вид	Человек
GeneID	23516
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 101-200 человеческого ZIP14 (NP_001121903.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15043
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом