

Кроличья Поликлональная Антитело Против Zip8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9C0K1

Артикул: CM0024295

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ZIP8 (SLC39A8), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований транспорта цинка/марганца и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZIP8 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Вид (мишень)	Человек
GeneID (Человек)	64116
GeneID	64116
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 201-300 человеческого белка ZIP8 (NP_071437.3)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9C0K1
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом