


Поликлональное Антитело Против Zmat2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Nc0

Артикул: CM0013282



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ZMAT2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Нацелено на ZMAT2, компонент сплайсосомы, подходит для исследований сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZMAT2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	Spn23; Ptg-12; ZMAT2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	153527
ID гена	153527
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-199 человеческого ZMAT2 (NP_653324.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96NC0
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	В пакете со льдом