


Кроличья Поликлональная Антитело Против Zmat2 Для Wb, Elisa - Q96Nc0

Артикул: CM0015341



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ZMAT2, компонент сплайсосомы, участвующий в сплайсинге пре-мРНК. Валидировано для применений WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сплайсинга и экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZMAT2 Кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	153527
ID гена	153527
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-199 человеческого ZMAT2 (NP_653324.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96NC0
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Ледовая сумка