

Анти-Zmiz2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nf64

Артикул: CM0021803

введение

Кроличья поликлональная антитело против ZMIZ2, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Полезна для изучения коактивации ядерных рецепторов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZMIZ2 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	NET27; ZIMP7; hZIMP7; TRAFIP20; ZMIZ2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	83637
ID гена	83637
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого ZMIZ2 (NP_001287888)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NF64
Молекулярный вес белка	97 кДа
Доставка	Сумка со льдом