

Кроличья Поликлональная Антитела Против Zmpste24 Для Вестерн Блоттинга, Игх-П, Ифа - O75844

Артикул: CM0023826



введение

Кроличьи поликлональные антитела против ZMPSTE24, валидированы для Вестерн блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью и крысой. Идеальны для изучения процессинга ламина А, динамики ядерной оболочки и противовирусных механизмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZMPSTE24 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HGPS; PRO1; FACE1; RSDM1; STE24; FACE-1; Ste24p; ZMPSTE24
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10269
GeneID	10269
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 белка ZMPSTE24 человека (NP_005848.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75844
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом