


Поликлональное Антитело Против Zmynd11 Для Вб, Ифа - Q15326

Артикул: CM0030428



введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее человеческий ZMYND11 (BS69/BRAM1), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реакцию с мышинным белком. Ключевой хроматиновый ридер и опухолевый супрессор для эпигенетических и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZMYND11 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	BS69; BRAM1; MRD30; ZMYND11
Вид	Человек
GeneID (человек)	10771
GeneID	10771
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 278-567 человеческого ZMYND11 (NP_997644.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15326
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающим элементом