


Поликлональные Антитела Против Zmynd8 Для Вб, Ифа — Q9ULU4

Артикул: CM0024760



введение

Кроличьи поликлональные антитела против ZMYND8, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий ZMYND8 — хроматинный ридер, участвующий в транскрипционной регуляции, репарации ДНК и подавлении опухолей. Идеально подходят для исследований в области эпигенетики и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZMYND8 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Синонимы	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; ZMYND8
Вид	Человек
ID гена (человек)	23613
ID гена	23613
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 959-1188 человеческого ZMYND8 (NP_898868.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9ULU4
Молекулярная масса белка	132 кДа
Доставка	Аккумулятор холода