


Поликлональное Антитело Anti-Zmynd8 (Валидировано На Ko) Для Wb, Ip, Elisa — Q9Ulu4

Артикул: CM0021618



введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ZMYND8. Валидировано для WB, IP и ELISA, с реактивностью к человеку и мыши. Полезно для исследований хроматиновых ридеров, регуляции транскрипции и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	[Валидировано на КО] кроличье pAb к ZMYND8
Примечания/синонимы	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; D8
Вид	Человек
GeneID (человек)	23613
GeneID	23613
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 959–1188 человеческого ZMYND8 (NP_898868.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9ULU4
Молекулярная масса белка	132 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет