

Поликлональное Антитело Anti-Znf10 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P21506

Артикул: CM0028336

введение

Высококачественное кроличье pAb против ZNF10 для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует человеческий Цинк-пальцевый белок 10 (ZNF10/KOX1), предполагаемый регулятор транскрипции. Подходит для исследований хроматина и регуляции генов. SWISS: P21506.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ZNF10
Примечания/Альтернативные названия	KOX1; ZNF10
Вид	Человек
GeneID (человек)	7556
GeneID	7556
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 474-573 человеческого ZNF10 (NP_056209.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21506
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка (лед)