

Антитела Кролика Поликлональные Anti-Znf124 (Hzf-16) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15973

Артикул: CM0015554

введение

Поликлональные антитела кролика против ZNF124 (HZF-16), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF124 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZK7; HZF16; HZF-16; ZNF124
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7678
ID гена	7678
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-200 человеческого ZNF124 (NP_001284497.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q15973
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент