

Поликлональное Кроличье Антитело Против Znf133 Для Wb, Elisa - P52736

Артикул: CM0014310

введение

Поликлональное кроличье антитело против ZNF133 (цинковый белок 133), валидированное для WB и ELISA у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований регуляции транскрипции и разработки средств IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZNF133
Примечания/синонимы	ZNF150; pHZ-13; pHZ-66; ZNF133
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7692
Идентификатор гена	7692
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого ZNF133 (NP_003425.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P52736
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом