

Поликлональное Антитело Кролика Против Znf134 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P52741

Артикул: CM0023788

введение

Поликлональное антитело кролика против ZNF134, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Нацелено на человеческий цинк-пальцевый белок 134, предполагаемый регулятор транскрипции. Подходит для исследовательских и диагностических применений. UniProt P52741.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF134 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	pHZ-15; ZNF134
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7693
ID гена	7693
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 73-170 человеческого ZNF134 (NP_003426.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P52741
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом