

Кроличья Поликлональная Антитела Против Znf143 (Вестерн-Блоттинг, Elisa) - P52747

Артикул: CM0019858

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий ZNF143 (SPH-связывающий фактор/hStaf), для применения в Вестерн-блоттинге и ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходят для исследований транскрипционной регуляции и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF143 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SBF; STAF; pHZ-1; ZNF143
Вид	Человек
GeneID	7702
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 437-638 человеческого ZNF143 (NP_003433.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52747
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом