

Поликлональные Антитела Против Znf16 (Hzf1/Kox9) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P17020

Артикул: CM0021011

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ZNF16 (HZF1/KOX9), цинк-пальцевого транскрипционного фактора, участвующего в клеточном цикле и апоптозе. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с видом человека. 76 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF16 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HZF1, KOX9, ZNF16
Вид	Человек
ID гена	7564 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого ZNF16 (NP_008889.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17020
Молекулярный вес белка	76 кДа
Доставка	Сумка со льдом