

Кроличья Поликлональная Антитела Против Znf177 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13360

Артикул: CM0014007

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок ZNF177, валидированные для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходят для исследований транскрипционной регуляции в научных целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF177 Кроличьи pAb
Другие названия	PIGX; ZNF177
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7730
ID гена	7730
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-110 человеческого белка ZNF177 (NP_003442.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13360
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом