

Анти-Znf177 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13360

Артикул: CM0016643

введение

Кроличья поликлональная антитело против ZNF177, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий и мышиный ZNF177 (~55 кДа), подходит для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF177 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	PIGX; ZNF177
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7730
ID гена	7730
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-110 человеческого ZNF177 (NP_003442.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q13360
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом