

Поликлональные Антитела Против Znf182 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P17025

Артикул: CM0023898

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против ZNF182 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с представителями видов человек, мышь и крыса. Направлены против регулятора транскрипции — цинк-фингерного белка 182.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF182 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	KOX14; ZNF21; HHZ150; Zfp182; ZNF182
Вид	Человек
ID гена (человек)	7569
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 100-210 человеческого ZNF182 (NP_001171570.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17025
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодильный пакет