

Моноклональное Антитело Против Znf20 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Иф-П, Ифа - P17024

Артикул: CM0008078

введение

Кроличье моноклональное антитело против ZNF20, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ, ИФ-П, ИФА. Распознает человеческий, мышиный, крысиный белок. Мишень — ZNF20 (KOH13), цинк-пальцевый транскрипционный фактор массой 62 кДа. Идеально для исследований регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF20 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	KOH13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7568
GeneID	7568
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-118 человеческого ZNF20 (NP_066966.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17024
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом