

## Поликлональное Антитело Кролика Против Znf20 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P17024

Артикул: CM0030654

### введение

Кроличье pAb к ZNF20 (человеческий ZNF20/KOX13, идентификатор гена 7568) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Идеально для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb к ZNF20                                                                                                             |
| Примечания/Альтернативные названия | KOX13; ZNF20                                                                                                                     |
| Вид                                | Человек                                                                                                                          |
| Идентификатор гена                 | 7568 (человек)                                                                                                                   |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого ZNF20 (NP_066966.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                             |
| SWISS                              | P17024                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 62 кДа                                                                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                |