

Кроличья Polymab® Против Znf20 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P17024

Артикул: CM0007208

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против цинкового пальцевого белка 20 человека (ZNF20/KOX13), валидированное для применения в WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Обнаруживает ортологи мыши и крысы. Подходит для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	ZNF20 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативное название	KOX13
Вид	Человек
ID гена (человек)	7568
ID гена	7568
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-118 ZNF20 человека (NP_066966.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P17024
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Холодильный пакет