

Анти-Znf207 (Bugz, Hbugz) Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43670

Артикул: CM0023129

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого ZNF207 (BuGZ, hBuGZ), валидированные для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью, крысой. Для исследований сборки веретена деления и выравнивания хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF207 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	BuGZ; hBuGZ; ZNF207
Вид	Человек
ID гена	7756
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-85 человеческого ZNF207 (NP_003448.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43670
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом