

Поликлональные Антитела Против Znf213 Для Wb, Ihc-P, Elisa — O14771

Артикул: CM0021792

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому ZNF213 (CR53/ZKSCAN21), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции и ядерных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF213 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	CR53; ZSCAN53; ZKSCAN21; ZNF213
Вид	Человек
GeneID (человек)	7760
GeneID	7760
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 132 по 459 человеческого ZNF213 (NP_004211.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14771
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодовой пакет