

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Znf22 Для Wb, Elisa — P17026

Артикул: CM0014170

введение

Поликлональное кроличье антитело к ZNF22, валидированное для WB и ELISA. Определяет человеческий ZNF22 и перекрестно реагирует с мышинным ZNF22. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZNF22
Примечания/псевдонимы	KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422; ZNF22
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7570
Идентификатор гена	7570
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–224 человеческого ZNF22 (NP_008894.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P17026
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом