

Анти-Znf23 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - P17027

Артикул: CM0014443

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ZNF23 (KOH16, ZNF359, ZNF612), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает перекрестную реактивность с мышью. Подходит для исследований транскрипционной регуляции и эмбрионального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF23 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	KOH16; ZNF359; ZNF612; Zfp612; ZNF23
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7571
GeneID	7571
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого ZNF23 (NP_666016.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P17027
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом