

Поликлональное Антитело Anti-Znf24 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P17028

Артикул: CM0028196



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ZNF24, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Детектирует ZNF24 (KOX17/RSG-A) человека, мыши и крысы. Подходит для исследований транскрипционных факторов и миелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF24 Кроличье pAb (поликлональное антитело)
Примечания/Альтернативные названия	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7572
GeneID	7572
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 169-368 белка ZNF24 человека (NP_008896.2).
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P17028
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом