

Моноклональное Антитело Против Znf259 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O75312

Артикул: CM0003059

введение

Кроличье моноклональное антитело против ZNF259 (ZPR1), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с образцами человека и мыши. Идеально подходит для изучения регуляции клеточного цикла и локализации SMN1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF259 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	GKAF; ZNF259
Вид	Человек
ID гена (человек)	8882
ID гена	8882
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 360-459 белка ZNF259 человека (O75312).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O75312
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет